

A large, stylized white oval graphic with a dark blue outline, centered on a dark blue background. The oval is slightly tilted and has a soft, glowing effect.

MEDSYSTEM

Medizinische Anlagen und Systeme GmbH



Produktübersicht

SYSTEMBESCHREIBUNG



Das Iso Norm Modulsystem LOGOSTORE® bietet maximale Flexibilität und erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Es fungiert als Basis der Krankenhauslogistik, bei gleichzeitiger Erhöhung der Staukapazität und Übersichtlichkeit.

MODULE

Geschlossene Ausführung mit glatten Oberflächen. Dadurch ist eine einwandfreie Reinigung (maschinell wie manuell) gewährleistet. Rückstände mit Ablagerungen, vergleichsweise bei Korbstrukturen, sind ausgeschlossen.

Nichts kann sich verspießen, durchfallen oder auslaufen!

Zwei Materialien stehen zur Auswahl:

ABS Transparent für thermische Beständigkeit bis 80°C

PC Polycarbonat glasklar für thermische Beständigkeit bis 121°C

Längs-, Quer-, und Sektionsschiebeteiler ermöglichen eine flexible Unterteilung.

BESCHRIFTUNGEN

Etiketten- und Beschriftungssysteme für direkte Produktidentifikation.

TRÄGERSYSTEME

Trägersysteme mit Horizontalauszug: 20 kg Belastbarkeit & Stoppfunktion

Trägersysteme mit 40° Abklappfunktion: 20 kg Belastbarkeit & Stoppfunktion

Teleskopvollauszüge 60 kg Belastbarkeit eingesetzt in CNS- Schlitzschienen

ZUBEHÖR

Katheterhalter, Katheterauszüge, Schlauchhalter, Aktenauszüge, Tresore und vieles mehr zur Lagerung von Medikamenten, Infusionen und Sachbedarf.

LEISTUNGEN

Unser Leistungsspektrum umfasst den gesamten Projektablauf, von der Nutzerberatung über die Ausführungsplanung, Montage, Personalschulung bis zum Aftersaleservice.





PROJEKTFOTOS

Unser Team beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit ISO-Norm-Modulsystemen. Auf Basis dieser jahrelangen Erfahrung wurde LOGOSTORE® im Jahr 2005 von der Medsystem GmbH als eigenständiges ISO-Norm-Modulsystem entwickelt und wird nunmehr seither in Niederösterreich produziert.

Zahlreiche Krankenhäuser, Pflegeheime und Arztpraxen sind mit unserm System ausgestattet.

Dazu zählen unter anderem:

Das AKH Wien, LKH Mistelbach, LKH Neunkirchen, UNI Klinik Innsbruck, LKH Steyr, KH Zell am See, Pflegeheime der Stadt Wien, Kolpinghäuser „Gemeinsam leben“.

Weitere Projektfotos, die Referenzliste nationaler Projekte, sowie ausführliche Detailinformationen finden Sie in unserem Hauptkatalog.



Modul H50 in Trägerwand
mit 40° Abklappfunktion

Sektionsschiebeteiler

Suchtgiftresor

Etikettenhalter und Etikettenträger

Arbeitsplatte (HPL)

Modul H50 auf
Teleskopvollauszug

Querteiler


Längsteiler

Modul H200 in Trägerwand
mit Horizontalauszug





MODULSCHRÄNKE KONFIGURATIONEN



AURION COMPACT

Abmessungen: 850 x 750 x 930 H

Der Korpus ist aus hochwertigem Baydur gefertigt und kann daher leicht mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Das Grundmodell kann entweder mit einer Siegel-Zentralsperre, oder einer Schlüssel-Zentralsperre ausgestattet werden und beinhaltet bereits eine reichhaltige und praktische Serienausstattung:

Nadelabwurfbehälter, in Tischplatte integriert; Abfallsammler; separate seitliche Lade mit Sichtfenster; seitliche Lade mit CNS-Abwurfchale; Ampullenöffner; Flaschenhalterung; Katheterhalterung; Salbenfach; seitliche ausziehbare Abstellplatte; Zubehörhaken; seitliches transparentes Kippfach



INSAUSTI

Die Insausti Modulwägen der Serie 100 (hier in grau abgebildet) sind aus Chromnickelstahl gefertigt und bieten in der Basisversion einen Griff auf der linken Seite des Wagens, Rollen (Ø 125 mm) mit Stoppfunktion und ISO-Modulladen 40 x 60 cm (B x L) auf Teleskopauszügen, die auf Wunsch konfiguriert werden können.

Die Implantate- und Transportwagen überzeugen durch Funktionalität, Design und Qualität.

Sie sind leicht zu manövrieren, hochwertig gefertigt und werden mit LOGOSTORE® Modulen bestückt.



Serie 100



Implantatewagen
Transportwagen

PFLASTERVERBAND SOFT NEXT

natur



Das einzigartige elastische Pflaster klebt weder auf Haut, Haar oder Wunde und hält auch unter Wasser. SOFT NEXT kann mit Salben wie auch direkt auf die Wunde gelegt werden. Durch die hohe Elastizität wird die Beweglichkeit nicht eingeschränkt.

Auch in Signalfarbe **blau** erhältlich!



- latexfrei • blutstillend • absorbierend • wasserbeständig • weich und elastisch • klebstofffrei / selbstaftend

PFLASTERSPENDER

Der Snøgg Pflasterspender wurde speziell für Pflasterrollen 6 cm x 4,5 m entwickelt und ist als Tischmodell oder mittels mitgelieferter Wandhalterung immer griffbereit. Mit dem integrierten Messer wird das Pflaster schnell und mühelos auf die gewünschte Länge zugeschnitten. Abmessung: 9 x 16 x 16 cm (B / H / T)
Ihre Vorteile:

- immer griffbereit • hält die Pflasterrolle trocken und sauber • einfache Handhabung • ansprechendes Design

Diese und viele weitere Artikel finden Sie in unserem Snøgg Verbandstoffe Katalog oder direkt in unserem E-Shop unter shop.medsystem.at

Unser Programm umfasst:

- klebstofffreie Verbandstoffe für die Human- und Veterinärmedizin
 - Brandwundenversorgung
 - Erste Hilfe Artikel
 - Tapes



MEDSYSTEM

Medizinische Anlagen und Systeme GmbH



MEDSYSTEM

Medizinische Anlagen und Systeme Gesellschaft mbH

BÜRO: (kein Kundenverkehr)

SHOWROOM / LAGER:

Hadersfelderstraße 41
A-3420 Kritzensdorf / Klosterneuburg

Inkustraße 1-7, Obj. 5 - Top 5
A-3400 Klosterneuburg

Tel.: 02243 / 314 68 | Fax: 02243 / 315 68 | E-Mail: office@medsystem.at

Web: www.medsystem.at

Onlineshop: shop.medsystem.at